

Поликлональные Антитела Против Tfar2C Для Wb, Elisa - Q92754

Артикул: CM0025928

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TFAP2C (Транскрипционный фактор AP-2 гамма), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально подходят для исследований в области биологии развития, онкологии и изучения транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFAP2C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ERF1; TFAP2G; hAP-2g; AP2-GAMMA; TFAP2C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7022
GeneID	7022
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-450 человеческого TFAP2C (NP_003213.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92754
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом