


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tfb1M Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Wvm0

Артикул: CM0015812



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий TFB1M (диметиладенозинтрансфераза 1, митохондриальная), для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сборки митохондриальных рибосом и транскрипции мтДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFB1M Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CGI75; mtTFB; CGI-75; mtTFB1; TFB1M
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51106
Идентификатор гена	51106
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-346 человеческого TFB1M (NP_057104.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WVM0
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом