

Кроличье Поликлональное Антитело К Tfcp2 Для Вб, Ифа - Q12800

Артикул: CM0030792

введение

Кроличье поликлональное антитело против альфа-глобинового транскрипционного фактора CP2 (TFCP2/LSF/SEF). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к TFCP2 кролика
Примечания/Алиасы	LSF; SEF; LBP1C; LSF1D; TFCP2C; TFCP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7024
GeneID	7024
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 белка TFCP2 человека (NP_005644.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q12800
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовая упаковка