


Кроличье Моноклональное Антитело Против Tfe3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P19532

Артикул: CM0003662



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TFE3, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает высокую специфичность для исследований биогенеза лизосом и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против TFE3
Примечания/Альтернативные названия	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7030
GeneID	7030
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 191-440 человеческого TFE3 (P19532).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19532
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом