

Поликлональные Антитела Против Tfeb Для Wb, Ip, Elisa - Q9R210

Артикул: CM0029205

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против TFEB (Транскрипционный фактор EB), валидированные для вестерн-блоттинга, IP и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышинный TFEB, главный регулятор аутофагии и лизосомного биогенеза. Идеальны для исследований IVD и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFEB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Tcfef; bHLHe35
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	1737
GeneID	21425
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390-476 мышинного TFEB (NP_001155194.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9R210
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	Ледяной пакет