

## Поликлональные Кроличьи Антитела К Tfeb Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19484

Артикул: CM0021912



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TFEB, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознают TFEB человека, мыши и крысы. Являются незаменимым инструментом для исследований аутофагии, биогенеза лизосом и транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи pAb к TFEB                                                                                                                          |
| Примечания/Альясы         | TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| ID гена (человек)         | 7942                                                                                                                                         |
| ID гена                   | 7942                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 391-461 человеческого TFEB (NP_009093.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                         |
| SWISS                     | P19484                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 52 кДа                                                                                                                                       |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                            |