


Моноклональное Антитело Против Tff1/Ps2 Для Вестерн-Блоттинга — P04155

Артикул: CM0012796



введение

Анти-TFF1/pS2 моноклональное антитело для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции и ИФА. Распознает трифойл-фактор 1 человека, мыши и крысы. Целевая масса белка — 9 кДа. Идеально подходит для исследований в области гастроэнтерологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFF1/pS2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Алиасы	pS2; BCE1; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21
Вид	Человек
ИД гена (человек)	7031
ИД гена	7031
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04155
Масса белка	9 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом