


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tff1/Ps2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P04155

Артикул: CM0024622



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TFF1/pS2 (трехлистный фактор 1). Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований желудочно-кишечного тракта и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFF1/pS2 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	pS2; BCE1; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Вид	Человек
ID гена	7031
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-84 человеческого TFF1/pS2 (NP_003216.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04155
Молекулярная масса белка	9 кДа
Доставка	В термосумке со льдом