

Поликлональные Антитела Против Tff2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q03403

Артикул: CM0025750

введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому фактору 3-листников 2 (TFF2). Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). TFF2 — это секретируемый белок, модулирующий секрецию желудочной кислоты и стабильность слизи, что делает его ключевой мишенью для исследований заболеваний желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFF2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SP; SML1; TFF2
Вид	Человек
ID гена	7032
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-129 человеческого TFF2 (NP_005414.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03403
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом