


Моноклональное Антитело Против Tff3 Для Ihc-P, Ифа — Q07654

Артикул: CM0010176



введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий TFF3 (кишечный трифольный фактор), валидировано для применения в иммуногистохимии парафиновых срезов (ИНС-Р) и иммуноферментном анализе (ИФА). Идеально подходит для исследования восстановления слизистых оболочек и подвижности эпителиальных клеток в тканях кишечника и матки.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	TFF3 Кроличье мкАт
Примечания/алиасы	ITF; P1B; TFI; TFF3
Вид	Человек
ID гена (человек)	7033
ID гена	7033
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-80 человеческого TFF3 (Q07654)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q07654
Молекулярная масса белка	9 кДа
Доставка	Холодильный пакет