


Анти-Tff3 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If-P, Elisa - Q07654

Артикул: CM0019824



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к TFF3, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Взаимодействуют с человеческим TFF3, ключевым фактором восстановления слизистой оболочки. Идеально подходят для исследований желудочно-кишечного тракта и воспалительных заболеваний кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFF3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ITF; P1B; TFI; TFF3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7033
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-94 человеческого TFF3 (NP_003217.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q07654
Молекулярный вес белка	9кДа
Доставка	Сумка со льдом