

Кроличья Моноклональная Антитело К Tfpі Для Wb, Elisa — P10646

Артикул: CM0010722



введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная на человеческий TFPI (ингибитор пути тканевого фактора), валидирована для Вестерн-блоттинга и ELISA. Необходима для исследований коагуляции и разработки диагностических тест-систем. — P10646

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к TFPI
Примечания/алиасы	EPI; TFI; LACI; TFP11; TFP1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	7035
ID гена	7035
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 200-304 человеческого TFPI (P10646).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10646
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодовой пакет