

Поликлональное Антитело Кролика К Tfp1 Для Wb, Elisa - P10646

Артикул: CM0013602



введение

Поликлональное антитело кролика к TFPI для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Используется для исследования ингибитора пути тканевого фактора в исследованиях гемостаза и тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFPI Rabbit pAb
Примечания/алиасы	EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI
Вид	Человек
GeneID (человек)	7035
GeneID	7035
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-224 человеческого TFPI (NP_001027452.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10646
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодовой пакет