

Поликлональные Антитела К Tfp12 Для Wb, Ihc-P, Ифа - P48307

Артикул: CM0025847



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TFPI2 (PP5, TFPI-2), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Подходят для исследования коагуляции, ремоделирования внеклеточного матрикса и ингибирования сериновых протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFPI2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PP5, REF1, TFPI-2
Вид	Человек
ID гена	7980
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-235 человеческого TFPI2 (NP_006519.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48307
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Айс-пакет