

Поликлональное Антитело Против Tfr2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Up52

Артикул: CM0027997

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TFR2 (белок рецептора трансферрина 2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Для исследований метаболизма железа и гепатоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TFR2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HFE3; TFR2; TFR2
Вид	Человек
ID гена	7036
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-330 человеческого TFR2 (NP_003218.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UP52
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом