


Моноклональное Антитело К Anti-Tgf Beta 1 Для Wb, Ihc, If, Elisa — P01137

Артикул: CM0006967



введение

Реклированное кроличье моноклональное антитело к TGF beta 1, валидированное методом KD. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подтверждено UniProt P01137.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье МАТ к TGF beta 1
Примечания/синонимы	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7040
GeneID	7040
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01137
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом