


Поликлональное Антитело Против Tgf-Бета-1 Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - P04202

Артикул: CM0023310



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный TGF-бета-1. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиным и крысиным белкам. Идеально для исследований иммунной функции, развития и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Tgfb1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Tgfb; Tgfb-1; TGFbeta1; TGF-beta1; Tgfb1
Вид	Мышь
ID гена (Мышь)	21803
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-390 мышиногo Tgfb1 (NP_035707.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P04202
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом