

Поликлональные Антитела Против Tgf Бета 1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P01111

Артикул: CM0021655



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TGF бета 1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным, крысиным белками. Обнаруживают пропротеин и зрелые формы. Идеальны для изучения сигналинга TGF-бета, иммунорегуляции и МПТ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGF бета 1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF бета 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7040
GeneID	7040
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 291-390 человеческого TGF бета 1 (NP_000651.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек,Мышь,Крыса
SWISS	P01137
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом