


Кроличье Поликлональное Антитело Против Рецептора Бета Tgf I (Tgfbfr1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P36897

Артикул: CM0016349



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TGFBR1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований сигнального пути TGF-бета, пролиферации клеток, эпителиально-мезенхимального перехода и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGF beta Receptor I (TGFBR1) кроличье пАб
Примечания/Алиасы	AAT5; ALK5; ESS1; LDS1; MSSE; SKR4; TBRI; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TBR-i; TGFR-1; ACVRLK4; tbetaR-I; TGF beta Receptor I (TGFBR1)
Вид	Человек
ID гена (человек)	7046
ID гена	7046
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого бета-рецептора TGF I (TGFBR1) (NP_004603.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36897
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодовой пакет