


Моноклональное Антитело К Рецептору Tgf Бета Іі Для Вб - P37173

Артикул: CM0003567



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого рецептора TGF бета II, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследования сигнального пути TGF-бета и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TGF beta Receptor II кроличье мАт
Примечания/Алиасы	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1I; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R1I; TGF бета рецентор II (TGFB2)
Вид	Человек
ID гена	7048
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-130 человеческого рецептора TGF бета II (TGFB2) (P37173))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P37173
Молекулярная масса белка	65кДа/67кДа/9кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом