

Поликлональные Антитела Кролика Против Tgfa Для Wb, Elisa - P01135

Артикул: CM0013185



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого TGFA, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают TGFA человека и мыши; подходят для изучения сигнального пути EGFR и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGFA Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	TFGA; TGFA
Вид	Человек
ID гена	7039
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 24-98 человеческого TGFA (NP_001093161.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01135
Молекулярная масса белка	17кДа
Доставка	Холодильный пакет