

Поликлональные Антитела Против Tgfb1I1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O43294

Артикул: CM0029691

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против TGFB1I1 (HIC5/ARA55), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидированы на образцах человека, мыши и крысы; обнаруживают белок с молекулярной массой ~50 кДа. Идеально подходят для исследований клеточной сигнализации и фокальных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TGFB1I1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB1I1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7041
GeneID	7041
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-220 человеческого TGFB1I1 (NP_001035919.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43294
Молекулярный вес белка	50kDa
Доставка	В ледяном пакете