

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tgfb2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P61812

Артикул: CM0020048



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого TGFB2, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Нацелено на белок-предшественник TGF-бета2, ключевой регулятор ангиогенеза и развития сердца, идеально подходит для исследований в области IVD и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGFB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LD54; G-TSF; TGF-beta2; TGFB2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7042
ID гена	7042
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-160 человеческого TGFB2 (NP_001129071.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61812
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом