


Поликлональные Антитела Против Tgfb3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P10600

Артикул: CM0026578



введение

Кроличьи поликлональные антитела против TGFB3, валидированные для WB, ИHC-P и ELISA. Реагируют с TGFB3 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнального пути TGF- β , эмбриогенеза и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGFB3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARVD; LDS5; RNHF; ARVD1; TGF-beta3; TGFB3
Вид	Человек
ID гена	7043
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-300 человеческого TGFB3 (NP_003230.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10600
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	В ледяном пакете