


Поликлональные Антитела Против Tgfb1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q15582

Артикул: CM0029759



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TGFBI (BIGH3) для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФ, ИФА. Обнаруживают TGFBI человека, мыши, крысы. Полезны для изучения клеточной адгезии, внеклеточного матрикса и роговичных дистрофий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличьи pAb к TGF beta индуцированному (TGFBI)
Примечания/Псевдоним	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta индуцированный (TGFBI)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7045
ID гена	7045
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 TGF beta индуцированного белка человека (TGFBI) (NP_000349.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15582
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом