

Антитело Кролика Моноклональное Против Anti-Tgfb β (Tgf Beta Induced) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q15582

Артикул: CM0004300



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого TGFBI (TGF beta induced), для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Ключевой реагент для исследований клеточной адгезии и роговичной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGF beta induced (TGFBI) Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFBI)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7045
ID гена	7045
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 550-650 человеческого TGF beta induced (TGFBI) (NP_000349.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15582
Молекулярный вес белка	75 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент