

Кроличья Моноклональная Антитело Против Tgfb β (Индукцируемого Tgf Бета) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q15582

Артикул: CM0004943



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против TGFBI, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает TGFBI человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, дистрофии роговицы и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TGF beta induced (TGFBI)
Примечания/Альтернативные названия	CSD, CDB1, CDG2, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1, BIGH3, CDGG1, TGF beta induced (TGFBI)
Вид	Человек
ID гена (человек)	7045
ID гена	7045
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15582
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	С холодоэлементом