

Поликлональные Антитела К Anti-Tgif1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q15583

Артикул: CM0019902



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TGIF1 (SWISS: Q15583). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Полезны для исследований регуляции транскрипции и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGIF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HPE4; TGIF; TGIF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7050
GeneID	7050
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-340 человеческого TGIF1 (NP_733796.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15583
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В ледяном пакете