


Кроличья Поликлональная Антитело К Tgm1 Для Wb, Elisa — P22735

Артикул: CM0018521



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому TGM1 (трансглутаминазе-1) для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает TGM1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований эпидермальной ороговения, сшивания белков и функции кожного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGM1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	LI; KTG; LI1; TKG; ICR2; ARCI1; TGASE; TGM1
Вид	Человек
ID гена	7051
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 100–280 человеческого TGM1 (NP_000350.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22735
Молекулярная масса белка	90кДа
Доставка	Айс-пак