

Поликлональные Антитела Против Tgm3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q08188

Артикул: CM0026877



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TGM3 (Трансглутаминазы 3). Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ и ИФА. Обнаруживают эндогенный белок TGM3 (~77 кДа). Перекрестно реагируют с TGM3 человека и мыши. Идеальны для изучения ороговения и биологии кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGM3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TGE; UHS2; TGM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7053
ID гена	7053
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого TGM3 (NP_003236.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q08188
Молекулярный вес белка	77kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент