

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tgm3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q08188

Артикул: CM0021739



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TGM3 (Трансглутаминаза 3). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально для исследований дифференцировки кератиноцитов, формирования рогового конверта и отвердения волосяного фолликула.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGM3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TGM3; TGE; UHS2; трансглутаминаза 3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7053
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 291-480 человеческого TGM3 (NP_003236.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q08188
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом