

Поликлональное Антитело К Tgm5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O43548

Артикул: CM0026722

введение

Высокоаффинное кроличье поликлональное антитело против человеческого TGM5 (Трансглутаминаза 5), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Подходит для исследований сшивания белков и формирования рогового конверта в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TGM5
Примечания/Альтернативные названия	TGX; PSS2; TGM6; TGMX; TG(X); TGASE5; TGASEX; TGM5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9333
GeneID	9333
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 461-720 человеческого TGM5 (NP_963925.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43548
Молекулярная масса белка	81 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом