


Моноклональное Антитело Против Tgn46/Tgoln2 Для Вб, Иггп, Ифа — O43493

Артикул: CM0003870



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TGN46 (TGOLN2), подходящее для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Полезно для изучения мембранного транспорта через транс-Гольджевскую сеть и анализа органелльных маркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGN46/TGOLN2 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	TGN38; TGN46; TGN48; TGN51; TTGN2; hTGN46; hTGN48; hTGN51; TGN46/TGOLN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10618
ID гена	10618
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TGN46/TGOLN2 (O43493)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43493
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	В ледяной упаковке