


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Tgn46/Tgoln2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Артикул: CM0019293



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого TGN46/TGOLN2, подходит для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Нацелена на ключевой белок транс-Гольджи сети, участвующий в регуляции мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TGN46/TGOLN2 кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10618
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 323-423 человеческого TGN46/TGOLN2 (NP_006455.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43493
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовый пакет