

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Tgs1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Rs0

Артикул: CM0030502



введение

Кроличья поликлональные антитела Anti-TGS1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышинным белком TGS1 — триметилгуанозинсинтазой, участвующей в гиперметилировании кэпа мРНК и формировании телец Кахаля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела к TGS1
Примечания/Альтернативные названия	PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	96764
GeneID	96764
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 714-853 человеческого белка TGS1 (NP_079107.6)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96RS0
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом