


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Thada Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Yhu6

Артикул: CM0025306



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого THADA (белок, ассоциированный с аденомой щитовидной железы, GITA/ARMC13). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с белками человека и мыши. Идеально подходят для изучения 2'-О-метилования тРНК и биологии аденомы щитовидной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела против THADA
Примечания/Алиасы	GITA; ARMC13; Trm732; THADA
Вид	Человек
ID гена (человек)	63892
ID гена	63892
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1684-1953 человеческого THADA (NP_071348.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6YHU6
Молекулярная масса белка	220 кДа
Доставка	С пакетом хладагента