

Кроличья Поликлональная Антитело Против Thap2 Для Wb, Elisa — Q9H0W7

Артикул: CM0030449



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого THAP2, валидированная для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. THAP2 — это ДНК-связывающий цинковый палец, участвующий в регуляции транскрипции. Идеально подходит для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THAP2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	THAP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	83591
ID гена	83591
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 83-228 человеческого THAP2 (NP_113623.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0W7
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Айс-пак