

Кроличья Поликлональная Антитела Против Thap3 Для Wb, Elisa — Q8Wtv1

Артикул: CM0012931

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого THAP3 (ID гена: 90326), валидированная для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения регуляции транскрипции RRM1 комплексом THAP1/THAP3-HCFC1-OGT. Молекулярная масса: 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THAP3 Кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	THAP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	90326
ID гена	90326
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-239 человеческого THAP3 (NP_001182682.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8WTV1
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Ледяной пакет