

Поликлональные Антитела Против Thbs1 Для Ihc-P, Elisa - P07996

Артикул: CM0022722



введение

Кроличьи поликлональные антитела против THBS1, валидированные для ИHC-P и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь. Нацелены на тромбоспондин-1 массой 129 кДа, многофункциональный адгезивный гликопротеин, участвующий в ангиогенезе и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против THBS1
Примечания/Псевдоним	TSP; THBS; TSP1; TSP-1; THBS-1; THBS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7057
GeneID	7057
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого THBS1 (NP_003237.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07996
Молекулярный вес белка	129 кДа
Доставка	Сумка со льдом