

Поликлональное Антитело Против Thbs2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P35442

Артикул: CM0030377



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому THBS2 (тромбоспондину-2). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Предназначено для исследований клеточной адгезии и процессов ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THBS2 кроличье поликлональное антитело
Примечания / Алиасы	TSP2, THBS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7058
ID гена	7058
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20-280 человеческого THBS2 (NP_003238.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35442
Молекулярная масса белка	130 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом