

Поликлональные Антитела Против Themis2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q5Tej8

Артикул: CM0013995

введение

Кроличы поликлональные антитела к THEMIS2, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований воспалительного ответа макрофагов и активации В-клеток.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кроличы pAb к THEMIS2
Примечания/Псевдонимы	ICB1; ICB-1; C1orf38; THEMIS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9473
GeneID	9473
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого THEMIS2 (NP_004839.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5TEJ8
Молекулярный вес белка	72 кДа
Доставка	С ледяным пакетом