


Моноклональное Антитело Против Тиоредоксина 1 (Trx1/Txn) Для ВБ, Игх-П, Ифа — P10599

Артикул: CM0011640



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому тиоредоксину 1 (Trx1/TXN), валидированное для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Участвует в редокс-регуляции, апоптозе и контроле транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к тиоредоксину 1 (Trx1/TXN)
Примечания/Синонимы	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Thioredoxin 1 (Trx1/TXN)
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	7295
ID гена	7295
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий аминокислотной последовательности 26-105 человеческого тиоредоксина 1 (Trx1/TXN) (P10599).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10599
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодовая упаковка