


Кроличыи Поликлональные Антитела К Тиоредоксину 1 (Trx1/Txn) - P10599

Артикул: CM0028863



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к тиоредоксину 1 человека (Trx1/TXN). Валидированы для применения в методах WB, ИHC-P, IF/ICC, IP и ELISA; обладают перекрестной реактивностью с мышиными белками. Подходят для исследований окислительно-восстановительной сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к тиоредоксину 1 (Trx1/TXN)
Примечания/Синонимы	TRX; TRDX; TRX1; Trx80; Тиоредоксин 1 (Trx1/TXN)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7295
GeneID	7295
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P10599
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом