


Кроличья Моноклональная Антитело К Тиоредоксину 2 (Txn2) Для ВБ, ИФ/Икк, Ифа - Q99757

Артикул: CM0008902



введение

Кроличья моноклональная антитело к тиоредоксину 2 (TXN2), валидированная для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Необходима для исследований гомеостаза митохондриального АФК и апоптоза. Идеально подходит для разработки приложений в сфере IVD (in vitro диагностики).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к тиоредоксину 2 (Txn2/TXN2)
Примечания/Алиасы	TXN; MTRX; TRX2; MT-TRX; COXPD29; Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2)
Вид	Человек
ID гена (человек)	25828
ID гена	25828
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 67-166 человеческого TXN2 (Q99757)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99757
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Хладоэлемент