

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Тиоредоксинредуктазы 2 (Txnrd2) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nnw7

Артикул: CM0008079

### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую тиоредоксинредуктазу 2 (TXNRD2) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует эндогенный TXNRD2 в тканях человека, мыши и крысы; важно для исследований митохондриального редокс-статуса. SWISS: Q9NNW7.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье mAb против тиоредоксинредуктазы 2 (TXNRD2)                   |
| Примечания/Альтернативные названия | TR; TR3; SELZ; GCCD5; TRXR2; TR-BETA; Тиоредоксинредуктаза 2 (TXNRD2) |
| Вид                                | Человек                                                               |
| GeneID (человек)                   | 10587                                                                 |
| GeneID                             | 10587                                                                 |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид                                                  |
| Источник                           | Кролик                                                                |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                               |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                  |
| SWISS                              | Q9NNW7                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 57 кДа                                                                |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                     |