

Антитела К Тиоредоксинредуктазе 2 (Txnrd2) (Кролик, Поликлональные) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnw7

Артикул: CM0029125

введение

Поликлональные кроличьи антитела на основе рекомбинантного белка, направленные против человеческой тиоредоксинредуктазы 2 (TXNRD2), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим и мышинным белком. Подходят для изучения митохондриального редокс-гомеостаза и ROS.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тиоредоксинредуктаза 2 (TXNRD2), кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TR, TR3, SELZ, GCCD5, TRXR2, TR-BETA, Тиоредоксинредуктаза 2 (TXNRD2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10587
GeneID	10587
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-310 человеческой тиоредоксинредуктазы 2 (TXNRD2) (NP_006431.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NNW7
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом