

## Кроличья Поликлональная Антитело К Тиосульфатсульфотрансферазе (Tst) Для Wb, Ihc-P, Ip, Ифа - Q16762

Артикул: CM0017286



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую TST (тиосульфатсульфотрансфераза/роданеза), подходит для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунопреципитации и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований детоксикации цианида и митохондриального импорта.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TST кроличье pAb                                                                                                                |
| Примечания/алиасы         | RDS, TST                                                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                         |
| ID гена (человек)         | 7263                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-297 человеческой TST (NP_003303.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                | WB, IHC-P, IP, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                            |
| SWISS                     | Q16762                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 33 кДа                                                                                                                          |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                               |