

Кроличья Поликлональная Антитела Против Thnsl1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q8lyq7

Артикул: CM0021843

введение

Кроличьи поликлональные антитела THNSL1, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Полезны для исследований треонин-синтазоподобного белка 1 в исследованиях ацетилирования и протеомики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	THNSL1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	TSH1; THNSL1
Вид	Человек
GeneID	79896
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 534-743 человеческого THNSL1 (NP_079114.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8LYQ7
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В пакете со льдом