


Кроличья Поликлональная Антитело Против Thoc2 Для Wb И Elisa - Q8Ni27

Артикул: CM0023460



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого THOC2, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим и мышиным белком. Подходит для исследований экспорта мРНК и разработки ИВД-анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THOC2 Rabbit pAb
Примечания/Альяасы	THO2, MRX12, MRX35, CXorf3, XLID12, hTREX120, dj506G2.1, THOC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	57187
ID гена	57187
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 человеческого THOC2 (NP_001075019.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8Ni27
Молекулярная масса белка	183 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом