


Поликлональные Антитела Против Thoc3 Для Вб, Ифа - Q96J01

Артикул: CM0013572



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против THOC3 — компонента комплекса TREX, участвующего в экспорте мРНК. Валидированы для Вестерн-блота и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с человеческим и мышинным белком. Идеально подходят для изучения процессинга мРНК и механизмов ядерного экспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	THOC3 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	THO3; hTREX45; THOC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	84321
ID гена	84321
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96J01
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовой пакет